

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-241	<b>REFERENCIA</b> PS/EML/120484
<b>PRODUCTO</b> Analizador de inmunoensayo Dxl 9000 Access, referencia C11137, UDI: 15099590732103.	
<b>VERSION SOFTWARE</b> 1.20.0	
<b>FABRICANTE</b> Beckman Coulter, Inc., EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beckman Coulter S.L.U., Torre Realía, Plaza Europa 41-43, 4ª planta. 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.</li> <li>Beckman Coulter S.L.U., Calle de Valgrande, 8. 28108 Alcobendas, Madrid.</li> </ul>	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el analizador de inmunoensayo Dxl 9000 Access, referencia C11137, versión software 2.1, debido a la posibilidad de un aumento de los fallos en la recuperación de atascos en el suministrador de cubetas de reacción, lo que puede provocar la cancelación de las pruebas en curso.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

