

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-246	<b>REFERENCIA</b> PS/AVG/120429
<b>PRODUCTO</b> Bombas de infusión ambulatorias CADD-Solis. Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>VERSION SOFTWARE</b> 4.0, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.3.	
<b>FABRICANTE</b> ICU Medical Inc, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Smiths Medical España, SRL. Avenida Diagonal 635, 08028, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de infusión CADD-Solis, debido a la posibilidad de que la infusión se detenga por una pérdida de la comunicación con el módulo de comunicación inalámbrica si se realizan cambios en la configuración de la red inalámbrica del centro no compatibles con el módulo de comunicación inalámbrica de la bomba.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

