

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-408	REFERENCIA PS/EML/124175
PRODUCTO Bombas Agilia Connect VP: <ul style="list-style-type: none"> Agilia Connect VP MC, referencia: Z0196XX, números de serie: Z019600, Z019601, Z019620, Z019643, Z019660, Z019680 Agilia Connect VP MC WIFI, referencia: Z0197XX, números de serie: Z019720, Z019780 	
FINALIDAD PREVISTA Administración intermitente o continua de fluidos parenterales (como soluciones, coloides o nutrición parenteral), medicamentos (como fármacos diluidos, quimioterapia o anestésicos), sangre y derivados de la sangre a través de rutas de administración clínicamente aceptadas.	
VERSION SOFTWARE 4.2 y 4.3	
FABRICANTE Fresenius kabi AG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Fresenius Kabi España, S. A. U., Torre Mapfre - Vila Olímpica. Marina, 16 - 18. 08005, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de las bombas de infusión de jeringa Agilia Connect VP MC referencia Z0196XX y Agilia Connect VP MC WIFI referencia Z0197XX, con versiones de software 4.2 y 4.3, debido a la posibilidad de que se activen falsas alarmas de aire en la línea por una mayor sensibilidad del sensor de aire.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

