

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-464	REFERENCIA PS/AVG/124813
PRODUCTO Monitores de paciente BeneVision N1.	
Nº SERIE Ver nº de serie afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
VERSION SOFTWARE V02.20 y anteriores.	
FABRICANTE Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., China.	
DISTRIBUIDOR Mindray Medical España S.L. Edificio Europa III, Calle de San Rafael, 1, 28108, Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores de paciente BeneVision N1, debido a la posibilidad de que cuando se utiliza el monitor de paciente BeneVision N1 como módulo con otros monitores de Mindray y al configurar una pausa de alarma, el dispositivo permanezca en el estado de pausa de alarma sin mostrar el tiempo restante de pausa de alarma.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

