

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-515	REFERENCIA PS/AVG/127040
PRODUCTO Sistemas de rayos X para tomografía computarizada CT 5300 e Incisive CT. Ver números de referencia, modelo y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
VERSION SOFTWARE 5.1.0.X y 5.1.1.X.	
FABRICANTE Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd, China.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de TC de Philips CT 5300 e Incisive CT, debido a que, en determinadas condiciones, se podría producir una inclinación continua del gantry o el movimiento de la camilla, así como otros problemas de software adicionales que podrían afectar al rendimiento y requerir exploraciones adicionales del paciente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

