

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-555	REFERENCIA PS/RJC/127752
PRODUCTO Vaporizador electrónico V90 para su uso con el sistema de anestesia A9.	
FINALIDAD PREVISTA Administración de agentes anestésicos por inhalación en el equipo de anestesia A9.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en el apéndice de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics CO., LTD., China.	
DISTRIBUIDOR Mindray Medical España SL. Calle San Rafael 1, portal 4, bajo G, 28108, Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del vaporizador electrónico V90, debido a la posibilidad de que se produzca un sellado incorrecto del puerto de llenado después de retirar el frasco de agente anestésico y provocar fugas del mismo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

