

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-565	<b>REFERENCIA</b> PS/SSP/128238
<b>PRODUCTO</b> CareLink Clinic, modelo/número de referencia MMT-7350.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Software de gestión de terapia para la diabetes, para profesionales sanitarios. Proporciona información que puede utilizarse para identificar tendencias y realizar un seguimiento de las actividades diarias del paciente, ayudando a determinar cómo satisfacer mejor las necesidades terapéuticas de este.	
<b>VERSION SOFTWARE</b> 4.2B.	
<b>FABRICANTE</b> Medtronic MiniMed, Estados Unidos.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Medtronic Ibérica. C/ Maria de Portugal 11.28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con la aplicación Carelink Clinic debido a la posibilidad de que se muestren datos incorrectos en el gráfico Resumen de glucosa del sensor de 24 horas del panel de control del paciente.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

