

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-590	<b>REFERENCIA</b> PS/RJC/106013
<b>PRODUCTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Carro HA FlexTrak con altura ajustable. Referencias: 989710006411 y 989710006412.</li><li>Carro HA FlexTrak II con altura ajustable. Referencia: 989710008732 y 989710008733.</li></ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> <p>Permite trasladar al paciente desde la zona de preparación al sistema de resonancia magnética, de modo que se puede preparar al paciente para una exploración mientras se realiza la exploración del paciente anterior.</p>	
<b>FABRICANTE</b> <p>Philips Medical Systems Nederland B.V., Países Bajos.</p>	
<b>DISTRIBUIDOR</b> <p>Philips Ibérica, S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.</p>	
<b>ASUNTO</b> <p>Actualización y ampliación a la referencia 989710008733 de las advertencias de seguridad relacionadas con determinados carros HA FlexTrak con altura ajustable, debido a la posibilidad de que se produzcan fugas de aceite al pisar el pedal hidráulico y ocasionen un riesgo de resbalones o caídas.</p>	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> <p>En junio de 2024 el fabricante emitió una nota de aviso con advertencias de seguridad relacionadas con determinados carros HA FlexTrak con altura ajustable, debido a la posibilidad de que se produjeran fugas de aceite al pisar el pedal hidráulico y ocasionaran un riesgo de resbalones o caídas. La AEMPS transmitió esta información el 10 de junio de 2024, alerta 2024-298.</p> <p>La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso informando que han incluido entre los productos afectados la referencia 989710008733 del carro HA FlexTrak II. También proporcionan una actualización de las acciones que va a llevar a cabo el fabricante, ya que es posible que la fuga no sea visible de inmediato durante las actividades de mantenimiento. Además, Philips está en proceso de actualizar las instrucciones del manual de servicio para evitar que el problema vuelva a ocurrir.</p>	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

