

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-588	REFERENCIA PS/MJF/127840
PRODUCTO Bombas de sangre CentriMag: <ul style="list-style-type: none">Referencia 201-90010 (versión autónoma)Referencia CMAEK01 (versión de paquete preconectado) cuando se utilizan con motores CentriMag que incluyen un tornillo de retención.	
FINALIDAD PREVISTA Diseñada para utilizarse con el sistema de asistencia circulatoria crítica CentriMag para proporcionar asistencia temporal (hasta 30 días), parcial o completa al corazón, los pulmones, o a ambos, a través de un sistema de circulación extracorpórea (CPB), como un dispositivo de asistencia ventricular, o para proporcionar oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).	
FABRICANTE Abbott Medical; EEUU.	
DISTRIBUIDOR Abbott Medical España, S.A. Avda. de Burgos, 91 Edificio 4, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las referencias 201-90010 y CMAEK01 de las bombas de sangre CentriMag cuando se utilizan con motores CentriMag que incluyen un tornillo de retención, debido a la posibilidad de que, por un problema de planitud y grosor en el borde inferior de la carcasa de la bomba, se impida la correcta inserción de la carcasa de la bomba en el motor, lo que podría provocar una desalineación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

