

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-624	<b>REFERENCIA</b> PS/RJC/129564
<b>PRODUCTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tubo de transferencia, D=3mm, L=1000mm. Nº Artículo: LAF1000. Variante artículo: 05. UDI-DI: 04049223103675.</li><li>• Tubo de transferencia, D=3mm, L=1000mm. Nº Artículo: LAF1000. Variante artículo: 06. UDI-DI: 04065983000986.</li><li>• Aguja desechable de Acero Inoxidable, D=1.5mm/ 17G. Nº Artículo: LLA210-S. Variante artículo: 02. UDI-DI: 04049223119126.</li><li>• Aguja desechable de Acero Inoxidable, D=1.5mm/ 17G. Nº Artículo: LLA210-S. Variante artículo: 05. UDI-DI: 04065983000986.</li></ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Los tubos de transferencia y los acoplamientos son para la carga diferida remota de braquiterapia HDR para el tratamiento de tumores benignos y malignos.	
<b>FABRICANTE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eckert &amp; Ziegler BEBIG GmbH, Alemania.</li><li>• BEBIG Medical GmbH, Alemania.</li></ul>	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Eckert & Ziegler Iberia S.L.U. C/ Lanzarote, 15 Planta 2ª oficina, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, España.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados tubos de transferencia LAF1000 y agujas desechables de acero inoxidable LLA210-S, debido a la posible desconexión involuntaria del tubo de transferencia LAF1000 de la aguja LLA210-S durante o después del tratamiento de braquiterapia.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

