

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-646	REFERENCIA PS/EML/129908
PRODUCTO Aplicación del programador del médico Vanta, modelo: A71200.	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo destinado a ser utilizado por un médico para la programación del neuroestimulador implantable para el tratamiento del dolor Vanta, modelo 977006.	
VERSION SOFTWARE 2.0.2465 y 2.0.2683.	
FABRICANTE Medtronic Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica. C/María de Portugal, 11. 28050 Madrid.	
ASUNTO Actualización de software de la aplicación del programador del médico Vanta, modelo A71200, debido a que durante la programación inicial si se pulsa más de una vez "iniciar uso" podría aparecer un mensaje de error que puede acabar provocando un retraso en el procedimiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

