

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-284	REFERENCIA PS/EML/121428
PRODUCTO Sistemas VITROS 4600 Chemistry y VITROS 5600 y XT 7600 Integrated. Ver referencias y UDI de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
VERSION SOFTWARE SW V3.2 a SW V3.8.3.	
FABRICANTE Ortho Clinical Diagnostics Inc., EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Ortho Clinical Diagnostics Spain SLU. C/ Vía de los Poblados, 1 C.P. 28033, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas Chemistry e Integrated de VITROS, debido a la posibilidad de que, al utilizar determinados paquetes de diluyentes, estén caducados o no, es posible que se generen resultados con un código RE (Reactivo caducado), a pesar de que la opción "Utilizar reactivos caducados" no esté activada en su sistema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

