

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-320	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/121837
<b>PRODUCTO</b> SETpoint Calibrator y TESTpoint Control. Ver UDI y referencias de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Calibradores y controles destinados a utilizarse en los sistemas de hematología ADVIA 120/2120/2120i.	
<b>Nº LOTE</b> Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización de los lotes SP251033 y SP251043 de los calibradores SETpoint y advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de los controles TESTpoint, debido a la posibilidad de una desviación a la baja en los resultados de plaquetas de los pacientes y desviación en los valores altos del control de plaqueta.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

