

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-400	REFERENCIA PS/MJF/123572
PRODUCTO Aplicación Dexcom ONE+ para iOS. UDI: 00386270004307 Aplicación Dexcom ONE+ para Android. UDI: 00386270004314	
FINALIDAD PREVISTA Aplicación para iOS/Android del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom ONE+.	
VERSION SOFTWARE 1.4 y anteriores	
FABRICANTE Dexcom Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Dexcom España, Av. de Aragón, 330, San Blas-Canillejas, 28022 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de software de la aplicación Dexcom ONE+ para iOS/Android, debido a la posibilidad de que la aplicación finalice la sesión del sensor cuando se produce un error en el transmisor sin haber mostrado previamente la alerta «El sensor falló» para avisar al usuario.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Nota informativa PS, 44/2025	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

