

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-650	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/129713
<b>PRODUCTO</b> Monitores de paciente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CARESCAPE B450</li> <li>• CARESCAPE ONE</li> <li>• B1x5M</li> <li>• B1x5P</li> <li>• Portrait VSM</li> </ul> Ver referencias afectadas en la tabla 1 de la nota de aviso y referencias posiblemente afectadas en la tabla 2 de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Monitores de parámetros fisiológicos.	
<b>FABRICANTES</b> GE Healthcare Finland Oy, Finlandia. GE Medical Systems Information Technologies, Inc. Milwaukee, EEUU. GE Medical Systems Information Technologies, Inc. Wauwatosa, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelos, 35-37 28023 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores CARESCAPE B450, CARESCAPE ONE, B1x5M/B1x5P y Portrait Vital, debido a que podría producirse una pérdida de vigilancia del paciente si son alimentadas con determinadas baterías que pueden perder su capacidad de mantener la carga y de suministrar energía.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

