

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-119	<b>REFERENCIA</b> PS/MAM/134604
<b>PRODUCTO</b> Interruptor de pedal con cable de los sistemas de rayos X Allura y Azurion. Ver sistemas y códigos del sistema afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Philips Medical Systems Nederland BV. Países Bajos.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el interruptor de pedal con cable de determinados sistemas de rayos X Allura y Azurion, debido a la posibilidad de que, al usarlo, la radiación de rayos X no se inicie o se inicie de manera intermitente.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

