

A los usuarios afectados de los siguientes sistemas de Siemens Healthineers:
Consulte el Anexo 1

Correo electrónico atencionclientes@siemens-healthineers.com

Fecha **Septiembre de 2025**

Aviso para el cliente MR054/25/P

Resultados finales de la inspección del sistema de ventilación del imán

Estimado cliente:

En fechas recientes, nuestro departamento de Servicio Técnico procedió a inspeccionar las vías de ventilación del imán de su sistema de RM de 3 teslas.

Nuestros expertos han evaluado el sistema de ventilación del imán y han confirmado que es seguro para su uso con plena operatividad, por lo que no es necesario adoptar ninguna otra medida en este momento.

Le recordamos que sigue estando bajo su responsabilidad asegurarse de que el sistema se utilice y se mantenga de acuerdo con las normas de seguridad vigentes y las directrices del fabricante. Estas obligaciones incluyen, entre otras, realizar comprobaciones periódicas para detectar la formación de hielo y posibles fugas como parte de los controles anuales de seguridad.

En la medida en que los productos de Siemens Healthcare GmbH se vean afectados, este aviso para el cliente se realiza en nombre y representación de Siemens Healthcare GmbH.

Le agradecemos su colaboración y toda la atención prestada a este asunto.

Atentamente,
Siemens Healthineers AG

Andreas Schneck
Vicepresidente Ejecutivo de Resonancia Magnética
Magnetic Resonance
Siemens Healthineers AG
Erlangen
Alemania

Joerg Teiche
Vicepresidente de Control de Calidad
Magnetic Resonance
Siemens Healthineers AG
Erlangen
Alemania

Siemens Healthineers AG
Presidente del Consejo de Supervisión: Ralf P. Thomas;
Junta Directiva: Bernhard Montag, Presidente y CEO;
Miembros de la Junta Directiva: Darleen Caron, Jochen Schmitz,
Elisabeth Staudinger-Leibrecht

Allee am Roethelheimpark 2,
91052 Erlangen
Alemania

Tel.: +49 9131 84 0
siemens-healthineers.com

Sede de la sociedad: Múnich, Alemania; Registro mercantil: Múnich, HRB 237558;
N.º reg. RAEE: DE 64872105

Anexo 1

Product Name	Material Number	UDI-DI
MAGNETOM Skyra (DE)	10432915	04056869006703
Biograph mMR	10433372	04056869006741
MAGNETOM Skyra fit	10849580	04056869006710
MAGNETOM Vida (DE)	11060815	04056869039176
MAGNETOM Skyra (CN)	11410327	04056869227139
MAGNETOM Lumina (DE)	11344916	04056869230740
MAGNETOM Vida Fit	11410481	04056869245188
MAGNETOM Cima.X (DE)	11647158	04056869975221