

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>	<b>REFERENCIA</b>
2026-190	PS/PL/120930
<b>PRODUCTO</b>	
Resucitadores manuales BVM, adultos y pediátricos. Ver productos afectados, referencias, UDI-DI y lotes en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	
El sistema de resucitación manual está pensado para la asistencia ventilatoria manual y la reanimación pulmonar.	
<b>FABRICANTE</b>	
Intersurgical Ltd., Reino Unido.	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	
Intersurgical España S.L.U., C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid.	
<b>ASUNTO</b>	
Ampliación de las advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados resucitadores manuales BVM debido a la posibilidad de que falte una de las válvulas situadas en la parte posterior del dispositivo.	
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
En mayo de 2025, el fabricante emitió una nota de aviso para informar de que, durante las comprobaciones previas al uso, se había detectado en algunos dispositivos que faltaba una de las válvulas situadas en la parte posterior del resucitador BVM. La AEMPS transmitió esta información el 30 de mayo de 2025, alerta 2025-275.	
La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar que se han incluido nuevos lotes y referencias afectadas por este mismo problema.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.