

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-239	PS/VBR/136525
PRODUCTO Jeringa de control angiográfico Namic con adaptador giratorio (RA) que puede formar parte de los kits de gestión de fluidos de Medline o de los equipos de procedimiento de Medline. Ver referencias y números de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Medline Industries LP, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Medline International Iberia S.L.U. Kudos Innovation Campus Las Mercedes, Calle de Campezo, 1, Edificio 6, Planta 3, 28022, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización y advertencias de seguridad de determinados modelos y números de lote de las jeringas de control angiográfico Namic con adaptador giratorio (RA) que puede formar parte de los kits de gestión de fluidos de Medline o de los equipos de procedimiento de Medline, debido a la posibilidad de que el adaptador giratorio de la jeringa se desenrosque durante su uso, lo que podría provocar que se afloje la conexión o que se produzca una desconexión total entre la jeringa y el colector.	
RECOMENDACIONES AEMPS La AEMPS recomienda el uso de otras jeringas alternativas que se encuentren en el mercado hasta que el fabricante disponga de productos de reemplazo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

