

Móstoles, 24 de Junio de 2026

**URGENTE: NOTA DE SEGURIDAD EN EL CAMPO.
RETIRADA DEL MERCADO. FSN 2026-HHE-004_005**

Sistema del separador quirúrgico Integra® Omni-Tract®

Fabricante legal:

Integra Lifesciences Corporation
4900 Charlemar Drive, Building A, Cincinnati, Ohio 45227, EE. UU.

Representante Europeo Autorizado:

Integra Lifesciences Services (France) SAS - Immeuble Séquoia 2 - 97 Allée Alexandre Borodine - 69800 Saint Priest, Francia - SRN: FR-AR-000002474

Dispositivo médico:

El sistema del separador quirúrgico Integra® Omni-Tract es un sistema del separador montado en la mesa que se utiliza para proporcionar una separación estable durante la cirugía invasiva mediante un abordaje anterior para separar temporalmente tejidos y órganos con el fin de proporcionar una visualización directa y sin obstáculos de los tejidos y órganos objetivo, incluyendo la columna vertebral.

Propósito clínico principal del dispositivo:

Los separadores de montaje en mesa Integra® Omni-Tract® están indicados para proporcionar una separación estable durante cirugías invasivas con el fin de permitir la separación temporal y la visualización directa de los tejidos y órganos objetivo.

Referencias correspondientes

Los productos afectados se enumeran en el Apéndice 2 (**en rojo referencias distribuidas por PRIM**)

Estimado cliente,

PRIM ha recibido de Integra LifeSciences una nota de seguridad en el campo donde informa que va a emitir una corrección de las instrucciones de uso (IFU) existentes del sistema del separador quirúrgico Integra® Omni-Tract® en relación con los requisitos de tiempo de secado de la esterilización por prevacío, para garantizar que los dispositivos y componentes Integra® Omni-Tract® se sequen correctamente durante la esterilización a fin de cumplir con las normas ISO actuales.

Las instrucciones de uso (IFU) actuales del sistema del separador quirúrgico Integra® Omni-Tract® indican un tiempo de secado de 30 minutos. Los tiempos de secado validados utilizando estándares de temperatura y tiempo de prevacío convencionales fueron significativamente más largos y fue necesario ampliarlos a 90, 110 o 120 minutos, según el tiempo de exposición del ciclo de esterilización utilizado (consulte la tabla 2)

Tabla 1: Información de la distribución del producto

Número del producto del fabricante (número de catálogo)	Nombre del producto (descripción)	Número de UDI	Número de lote
Consulte la lista adjunta (apéndice 2)	Sistema separador quirúrgico Integra® Omni-Tract®	Consulte la lista adjunta	Todos los números de lote

Riesgo para la salud:

La humedad residual puede aumentar la posibilidad de que la barrera estéril se vea comprometida, lo que daría lugar a una transferencia de contaminación. Esto puede dar lugar a que se utilicen dispositivos no estériles o dispositivos sucios o contaminados en un procedimiento. Las complicaciones pueden ser infección, reacción tisular adversa o inflamación. Hasta la fecha, no se han notificado quejas ni acontecimientos adversos.

Nuestros registros indican que usted es usuario del producto, por lo tanto, se le solicita que tome las siguientes medidas según se describe a continuación, así como que complete el Formulario de acuse de recibo incluido en el Apéndice 1 y lo devuelva a PRIM.

Medidas que deben adoptar los clientes o el centro médico:

1. Si su centro ha validado su propio proceso de esterilización, queda a su discreción seguir dicho proceso, reconociendo que Integra LifeSciences solo ha validado el proceso de esterilización que se indica a continuación.
2. Si está utilizando el método de esterilización por gravedad, deje de utilizar este método inmediatamente.
3. Sustituya las instrucciones de las secciones de «esterilización» en las IFU actuales (40-9015 Rev BAA y 40-6008 Rev AAA) por lo siguiente:

Esterilización:

Después de una limpieza adecuada y antes de la esterilización, utilice un envoltorio de esterilización apropiado con una bandeja de esterilización para garantizar que los componentes y dispositivos no se dañen durante el transporte hacia y desde el esterilizador.

NOTA: La validación se completó utilizando una bandeja de esterilización envuelta y no un contenedor rígido.

Método de esterilización con vapor:

Los procedimientos de validación del proceso siguieron los estándares ANSI/AAMI ST79 para prevacío.

La esterilización por vapor es el método validado para esterilizar los productos Integra® Omni-Tract® en una bandeja envuelta.

No se han validado ni aprobado otros métodos para su uso con los productos Integra® Omni-Tract.

NOTA: Los instrumentos, con independencia del ciclo de esterilización utilizado, permanecerán demasiado calientes para su uso inmediato. Deje transcurrir un tiempo de secado y enfriamiento suficiente antes de su uso.

Prevacío: Utilice uno de los ciclos de esterilización por prevacío indicados en la **Tabla 2** para garantizar que los sistemas de separadores quirúrgicos Integra® Omni-Tract® se esterilicen correctamente después de su uso.

Tabla 2: Parámetros del ciclo de esterilización por prevacío

Tipo de ciclo	Temperatura	Tiempo de exposición	Tiempo de secado (mínimo)
Prevacío	270 °F (132 °C)	4 minutos	90 minutos
Prevacío	273 °F (134 °C)	3 minutos	110 minutos
Prevacío	273 °F (134 °C)	18 minutos	120 minutos

4. Devuelva el formulario de acuse de recibo cumplimentado a PRIM incluido en el Apéndice 1. De esta forma, se verifica que han recibido y revisado esta comunicación, y que tiene plena intención de cumplir lo que se notifica.
5. Disponibilidad de las IFU actualizadas: Obtenga las IFU actualizadas en el enlace que se proporciona a continuación:

Prim S.A.

C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle F), Polígono Industrial nº 1

28938 Móstoles. Madrid

Tel.: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 43 07

www.prim.es

NOTA: LAS IFU ACTUALIZADAS ESTARÁN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB ARRIBA INDICADO EL 17/07/2026)

<https://labeling.integralife.com/eifu/>

1. Seleccione el país y el idioma adecuados
2. En el campo "término de búsqueda", introduzca "Integra® Omni-tract"
3. Haga clic en la lupa para buscar las IFU

● Search Term

Omni-Tract



Mientras tanto, siga las instrucciones de esta FSN.

Recomendamos que conserve una copia del formulario en sus registros. La recepción de este formulario garantiza que PRIM ha comunicado con efectividad esta información.

Las autoridades nacionales competentes pueden llevar a cabo auditorías sobre las acciones de campo de esta índole para verificar que nuestros clientes han sido informados y comprenden la naturaleza de las acciones de campo adoptadas.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha sido informada acerca de esta notificación.

Gracias por su colaboración con esta acción correctiva de seguridad en el campo y por devolver el formulario de acuse de recibo.

Tenga en cuenta que el contenido de esta Acción Correctiva de Seguridad de Campo se incluirá mediante una carta en cada producto que se envíe bajo pedido a partir de junio de 2026, hasta que los productos incluyan las IFU actualizadas y se reciban las aprobaciones pertinentes en su país, según sea necesario.

No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Dirección Técnica al email calidad@prim.es si tiene alguna otra consulta adicional.

Agradecemos su cooperación y le damos las gracias por su continua colaboración.

Atentamente,



Inmaculada Juárez
Responsable Técnico
PRIM, S.A.

Apéndice 1: Formulario de acuse de recibo de la Nota de seguridad en el campo

Apéndice 2 : Lista de números de referencias afectadas

Prim S.A.
C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle F), Polígono Industrial nº 1
28938 Móstoles. Madrid
Tel.: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 43 07
www.prim.es

Apéndice 1: Formulario acuse de recibo

Aviso urgente de seguridad: NOTA DE SEGURIDAD EN EL CAMPO (FSN 2026-HHE-004_005)
Sistema del separador quirúrgico Integra® Omni-Tract®

D.: Rogamos acuse de recibo de esta comunicación.

Nombre del centro:

Persona de contacto:

Dirección correo electrónico:

Fecha:

Sello:

Nombre/Firma:

	Medidas realizadas	Observaciones
☐	Confirmo que he recibido la Nota de seguridad en el campo y que he leído y comprendido su contenido.	
☐	He llevado a cabo todas las acciones que se solicitan en la nota.	
☐	La información y las acciones requeridas se han puesto en conocimiento de los usuarios pertinentes y se han llevado a cabo.	
☐	No tengo unidades afectadas	

Puede entregarlo a su representante comercial habitual, o enviarlo a:
Nº Fax: 91 334 43 07; email: calidad@prim.es

Apéndice 2

Sistema del separador quirúrgico Integra® Omni-Tract®

Reference	Designation	UDI
3055	Conjunto de poste, articulación única	10381780268505
3069	Conjunto de eje portahojas, 9 pulg. (22,9 cm)	10381780268512
3076	Conjunto de barra transversal, estándar	10381780268529
3092	Hoja de hígado Doherty GHL, 4-1/4 pulg. x 3 pulg. (10,8 cm x 7,6 cm) con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm)	10381780268550
3093	Hoja de hígado Lechner-Harrington, 5 pulg. x 3-1/2 pulg. (12,7 cm x 8,9 cm) con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm)	10381780268567
3096	Separador fijo Mayo, 2-3/4 pulg. x 2 pulg. (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268581
3098	Hoja giratoria de valla, 10,2 cm x 15,2 cm con orificio de 1,0 cm	10381780268598
3099	Separador fijo esplácnico, 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268604
3137	Hoja giratoria de dedo de valla con orificio de 1,0 cm (3/8 pulg.)	10381780268697
3142	Hoja giratoria Mayo ancha con orificio de 1,0 cm (3/8 pulg.), 8,9 cm x 7,0 cm (3,5 pulg. x 2,75 pulg.)	10381780268710
3146	Separador fijo Kelly modificado, 3 pulg. x 3,5 pulg. (7,6 cm x 8,9 cm)	10381780268734
3148	Separador Kelly modificado, 3 pulg. x 4 1/2 pulg. (7,6 cm x 11,4 cm)	10381780268758
3176	Hoja giratoria Mayo, ancha y profunda, con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 3,5 pulg. x 4 pulg. (8,9 cm x 10,2 cm)	10381780268826
3177	Conjunto de brazo porta-hojas, microajustable	10381780268833
3185	Separador fijo Deaver, 1 pulg. x 5 pulg. (2,5 cm x 12,7 cm)	10381780268857
3201	Separador fijo esplácnico, 2 pulg. x 4-1/2 pulg. (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268871
3203	Separador fijo para vena renal, 1 pulg. x 4,5 pulg. (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268888
3216	Hoja giratoria para vena renal con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 1 pulg. x 4,5 pulg. (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268895
3217	Hoja giratoria para vena renal con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268901
3218	Hoja giratoria esplácnica con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 2 pulg. x 4,5 pulg. (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268918
3219	Hoja giratoria para venas esplácnicas con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268925
3220	Separador giratorio Richardson, 1,5 pulg. x 1,5 pulg. (3,8 cm x 3,8 cm)	10381780268932
3274	Separador fijo Deaver, 1,5 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780268994
3335	Separador giratorio Mayo, 2-3/4 pulg. x 2 pulg. (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269045
3336	Miniseparador Mayo, 2,75 pulg. x 2 pulg. (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269052
3342	Separador tipo rastrillo, 7/8 pulg. x 1/2 pulg. (2,2 cm x 1,3 cm) mini curvo	10381780269076
3343	Separador giratorio Richardson, 1 pulg. x 2 pulg. (2,5 cm x 5,1 cm) mini	10381780269083
3398	Separador fijo Harrington, 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269212
3424	Juego de bandeja y tapa para esterilizador, 12 pulg. x 18 pulg. (30,5 cm x 45,7 cm)	10381780269243
3426	Separador giratorio de aluminio para vena renal, 1 pulg. x 8 pulg. (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269250
3483	Miniseparador giratorio Mayo, 2 pulg. x 2 pulg. (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780269267
3485	Miniseparador giratorio Mayo, 2-3/4 pulg. x 2 pulg. (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269274
3520	Junta tórica, kit de reparación de 0,50 pulg. (1,3 cm) de DE x 0,070 pulg. (0,02 cm) de diámetro	10381780282273
3529	Separador esplácnico, 2 pulg. x 8 pulg. (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269281
3530	Separador fijo para vena renal, 1 pulgada x 8 pulg. (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269298
3531	Separador Deaver, 2-3/4 pulg. x 8 pulg. (7,0 cm x 20,3 cm)	10381780269304
3532	Hoja giratoria maleable con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 2 pulg. x 8 pulg. (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269311
3533	Hoja giratoria maleable con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 3 pulg. x 8 pulg. (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780269328

Prim S.A.

C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle F), Polígono Industrial nº 1

28938 Móstoles. Madrid

Tel.: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 43 07

www.prim.es

Reference	Designation	UDI
3534	Hoja giratoria maleable con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 4 pulg. x 8 pulg. (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269335
3535	Hoja giratoria tipo valla con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 4 pulg. x 8 pulg. (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269342
3536	Separador giratorio Mayo, 3,5 pulg. x 2,75 pulg. (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780269359
3537	Hoja giratoria maleable Marshall para próstata con orificio de 1,0 cm (3/8 pulg.)	10381780269366
3555	Poste de campo estéril Omni-Clamp, 0,75 pulg. x 0,50 pulg. (1,8 cm x 1,3 cm)	10381780269373
3557	Conjunto de brazo soldado, 0,375 pulg. (1,0 cm)	10381780269380
3565	Miniabrazadera circular, de una pieza	10381780269397
3570	Marco de media luna con brazo, de una pieza, mini	10381780269403
3575	Conjunto de horquilla, cautivo	10381780269410
3586	Conjunto de abrazadera circular	10381780269427
3588	Brazo de extensión articulado	10381780269434
3590	Separador inguinal giratorio, 1-1/2 pulg. x 3-1/2 pulg. (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780269441
3592	Hoja giratoria ranurada maleable, con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 2 pulg. x 6-1/2 pulg. (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269458
3593	Hoja giratoria ranurada maleable, con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 3 pulg. x 6-1/2 pulg. (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269465
3594	Separador Richardson Stoney de 3/4 pulg. x 2-1/2 pulg. (1,9 cm x 6,4 cm) con microajuste	10381780269472
3595	Abrazadera rápida, de una pieza	10381780269489
3596	Hoja giratoria Harrington Sweetheart, con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269496
3597	Hoja giratoria Harrington Sweetheart con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 2,5 pulg. x 7 pulg. (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269502
3601	Hoja giratoria esplácnica con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 1,5 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269519
3602	Hoja giratoria esplácnica con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 1,5 pulg. x 4 pulg. (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269526
3605	Hoja giratoria maleable con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 0,75 pulg. x 4 pulg. (1,9 cm x 10,2 cm)	10381780269557
3610	Conjunto de abrazadera y bloque	10381780269564
3614	Separador giratorio Mayo, 1 pulg. x 1 pulg. (2,5 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269571
3616	Separador giratorio maleable, 1 pulg. x 1 pulg. (2,5 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269588
3618	Separador giratorio maleable, 1/2 pulg. x 1 pulg. (1,3 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269595
3620	Separador giratorio Mayo, 2 pulg. x 1-1/2 pulg. (5,1 cm x 3,8 cm) Mini	10381780269601
3622	Portahojas con perilla 3626, 6 pulg. (15,2 cm)	10381780269618
3623	Portahojas con perilla 3626, 9 pulg. (22,9 cm)	10381780269625
3626	Perilla de portahojas giratorio	10381780269649
3630	Perilla de microajuste	10381780269656
3631	Conjunto de perno, I.M.A. Pinza	10381780269663
3635	I.M.A. Abrazadera para riel	10381780269670
3640	Poste curvado, I.M.A.	10381780269687
3647	Postes en T con conjuntos de abrazaderas, ajustables	10381780269694
3650	I.M.A. Conjunto de rastrillo, dientes romos, cuadrado	10381780269700
3700	Poste de campo estéril Omni-Clamp, 15-3/4 pulg. (40,0 cm)	10381780269717
3720	Lapo-Clamp (soporte de endoscopio) 5,0 mm/10,0 mm	10381780269724
3732	Brazo en ángulo	10381780269731
3740	Abrazadera Flex	10381780269748
3759	Brazo lateral en ángulo, 8 pulg. x 18 pulg. (20,3 cm x 45,7 cm)	10381780269755
3761	Conjunto de perilla, Omni-Clamp	10381780269762
3765	I.M.A. Conjunto de rastrillo, dientes afilados, curvo	10381780269786

Prim S.A.

C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle F), Polígono Industrial nº 1

28938 Móstoles. Madrid

Tel.: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 43 07

www.prim.es

Reference	Designation	UDI
3772	Separador giratorio tipo valla, 4 pulg. x 6 pulg. (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780269793
3774	Separador giratorio esplácnico, 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780269809
3780	Miniabrazadera rápida de una pieza	10381780269816
3782	Separador giratorio para vena renal, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780269823
3784	Separador giratorio Deaver, 2-3/4 pulg. x 4-1/2 pulg. (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780269830
3786	Separador giratorio para vena renal, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780269847
3788	Separador giratorio ranurado maleable, 2 pulg. x 6-1/2 pulg. (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269854
3790	Separador giratorio ranurado maleable, 3 pulg. x 6-1/2 pulg. (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269861
3792	Separador giratorio maleable Marshall para vejiga, 3 pulg. x 6 pulg. (7,6 cm x 15,2 cm)	10381780269878
3794	Separador giratorio Harrington Sweetheart, 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269885
3796	Separador giratorio Harrington Sweetheart, 2-1/2 pulg. x 7 pulg. (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269892
3798	Separador giratorio esplácnico, 1-1/2 pulg. x 4 pulg. (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269908
3800	Separador giratorio esplácnico, 1-1/2 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269915
3812	Separador maleable giratorio, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm) Mini	10381780269960
3814	Separador maleable giratorio, 1 pulg. x 5 pulg. (2,5 cm x 12,7 cm) Mini	10381780269977
3816	Separador maleable giratorio, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm) Mini	10381780269984
3824	Separador maleable giratorio, 1-1/2 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm) Mini	10381780270027
3848	Separador giratorio Deaver, 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270041
3860	Separador giratorio posterior, 1-3/4 pulg. x 4 pulg. (4,5 cm x 10,2 cm)	10381780270089
3862	Separador giratorio Kelly modificado, 3 pulg. x 2-1/2 pulg. (7,6 cm x 6,4 cm)	10381780270096
3864	Separador giratorio Kelly modificado, 3 pulg. x 4 pulg. (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780270102
3870	Separador giratorio maleable, 1-1/2 pulg. x 7 pulg. (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780270133
3872	Separador giratorio maleable, 2 pulg. x 6-1/2 pulg. (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270140
3874	Separador giratorio maleable, 2 pulg. x 8 pulg. (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270157
3886	Separador esplácnico giratorio, 1-1/2 pulg. x 3-1/2 pulg. (3,8 cm x 8,9 cm) MINI	10381780270218
3888	Separador esplácnico giratorio, 2 pulg. x 4-1/2 pulg. (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270225
3890	Conjunto de soporte de instrumentos	10381780270232
3892	Separador giratorio tipo rejilla, 4 pulg. x 5 pulg. (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780270249
3900	Lapo-Clamp II (soporte de instrumentos)	10381780270256
3909	Separador giratorio Kelly, 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270294
3910	Soporte para hoja FastSnap	10381780270300
3911	Separador giratorio maleable ranurado, 1,5 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270317
3914	Separador Cloward, 0,5 pulg. x 3 pulg. (1,3 cm x 7,6 cm)	10381780270324
3915	Separador cónico Cloward, 0,75 pulg. x 1,25 pulg. (1,9 cm x 3,2 cm)	10381780270331
3916	Separador cónico Cloward, 0,75 pulg. x 1,5 pulg. (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780270348
3917	Separador lateral con labio, 0,75 pulg. x 2 pulg. (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270355
3918	Separador lateral con labio, 1 pulgada x 2 pulg. (2,5 cm x 5,1 cm)	10381780270362
3919	Separador lateral con labio, 1 pulgada x 3 pulg. (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270379
3921	Separador medial, 1,25 pulg. x 2,75 pulg. (3,2 cm x 7,0 cm)	10381780270386
3922	Separador medial, 1,5 pulg. x 2,75 pulg. (3,8 cm x 7,0 cm)	10381780270393
3923	Separador medial, 1,5 pulg. x 3,5 pulg. (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780270409
3924	Separador maleable submandibular, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270416
3925	Hoja maleable submandibular, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270423
3926	Separador Meyering, romo, 1 pulg. x 3 pulg. (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270430
3927	Separador Meyering, romo, 2 pulg. x 2,5 pulg. (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270447
3928	Separador Meyering, romo, 2 pulg. x 3 pulg. (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270454
3929	Separador Richardson, 3/4 pulg. x 2 pulg. (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270461
3931	Separador Meyering modificado, derecho	10381780270478
3932	Separador Meyering modificado, izquierdo	10381780270485

Reference	Designation	UDI
3974	Separador giratorio Mayo, aluminio, 2-3/4 pulg. x 2 pulg. (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780270492
3975	Separador giratorio Mayo, aluminio, 3-1/2 pulg. x 2 pulg. (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780270508
3976	Separador giratorio de valla, aluminio, 4 pulg. x 6 pulg. (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780270515
3977	Separador giratorio esplácnico, aluminio, 2 pulg. x 4-1/2 pulg. (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270522
3978	Separador giratorio esplácnico, aluminio, 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270539
3979	Separador giratorio para vena renal, aluminio, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270546
3980	Separador giratorio Deaver, aluminio, 2-3/4 pulg. x 4-1/2 pulg. (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780270553
3981	Separador giratorio maleable, aluminio, 2 pulg. x 6-1/2 pulg. (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270560
3983	Separador giratorio Harrington Sweetheart, aluminio, 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270584
4017	Separador giratorio para vena renal, aluminio, 1 pulg. x 4-1/2 pulg. (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270591
4019	Separador giratorio esplácnico, aluminio, 1-1/2 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270614
4020	Conjunto de horquilla estándar, ajustable con brazo en ángulo	10381780270621
4040	Conjunto SnapClamp	10381780270638
4070	Omni-Ring, redondo, 12 pulg. (30,5 cm) con brazo	10381780270645
4080	Poste de campo estéril Fast System	10381780270652
4090	Omni-Ring, ovalado de 12 pulg. x 18 pulg. (30,5 cm x 45,7 cm)	10381780270669
4547	Abrazadera de riel universal	10381780270683
4571	Poste de campo estéril, separador de cadera	10381780270690
4592	Separador de cadera Mulier, 1 pulg. x 2,5 pulg. (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270706
4593	Separador de cadera Mulier, 1 pulgada x 3,5 pulg. (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270713
4594	Separador de cadera Mulier, 1 pulgada x 4,5 pulg. (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270720
4595	Separador de cadera Mulier, 1 pulgada x 5,5 pulg. (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270744
4597	Separador de cadera Mulier, 2 pulg. x 3,5 pulg. (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270768
4598	Separador de cadera Mulier, 2 pulg. x 4,5 pulg. (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270775
4599	Separador de cadera Mulier, 2 pulg. x 5,5 pulg. (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270782
4600	Separador de cadera Meyerding, 1 pulg. x 2,5 pulg. (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270799
4601	Separador de cadera Meyerding, 1 pulg. x 3,5 pulg. (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270805
4602	Separador de cadera Meyerding, 1 pulg. x 4,5 pulg. (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270812
4604	Separador de cadera Meyerding, 2 pulg. x 2,5 pulg. (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270836
4605	Separador de cadera Meyerding, 2 pulg. x 3,5 pulg. (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270843
4606	Separador de cadera Meyerding, 2 pulg. x 4,5 pulg. (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270850
4607	Separador de cadera Meyerding, 2 pulg. x 5,5 pulg. (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270867
4621	Gancho para hueso, 4 pulg. (10,2 cm) de profundidad	10381780270881
4622	Gancho para hueso, 5 pulg. (12,7 cm) de profundidad	10381780270898
4637	Separador giratorio de dedo de valla, 2,63 pulg. x 6 pulg. (6,7 cm x 15,2 cm)	10381780270904
4920	Separador giratorio para vena renal, aluminio, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm), no maleable	10381780270911
4921	Separador giratorio para vena renal, aluminio, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm), no maleable	10381780270928
4922	Separador giratorio para vena renal, aluminio, 1 pulg. x 8 pulg. (2,5 cm x 20,3 cm), no maleable	10381780270935
4927	Separador giratorio para vena renal, acero inoxidable, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm), no maleable	10381780270942
4928	Separador giratorio para vena renal, acero inoxidable, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm), no maleable	10381780270959
4929	Separador giratorio para vena renal, acero inoxidable, 1 pulg. x 8 pulg. (2,5 cm x 20,3 cm), no maleable	10381780270966
4932	Hoja giratoria para vena renal, acero inoxidable, con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270980
4933	Hoja giratoria para vena renal con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 1 pulg. x 8 pulg. (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780270997

Reference	Designation	UDI
4935	Separador para vena renal, acero inoxidable, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm), fijo	10381780271000
4936	Separador de venas renales, acero inoxidable, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm), no maleable	10381780271017
4937	Separador de venas renales, acero inoxidable, 1 pulg. x 8 pulg. (2,5 cm x 20,2 cm), no maleable	10381780271024
4940	Barra transversal con bisagra	10381780271031
4943	Barra transversal, BF-200	10381780271048
4944	Poste de campo estéril con abrazadera doble	10381780271055
4950	Correa Arthro	10381780268413
4954	Conjunto de abrazadera, Stoney Richardson	10381780271062
4956	Separador de microajuste Stoney Richardson, 0,75 pulg. x 2,5 pulg. (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780271079
4957	Separador giratorio tipo rastrillo, 7/8 pulg. x 1 pulg. (2,2 cm x 2,5 cm), curvo, pequeño	10381780271086
4958	Separador giratorio tipo rastrillo, 7/8 pulg. x 1/2 pulg. (2,2 cm x 1,3 cm), curvo, pequeño	10381780271093
4959	Separador giratorio Richardson, 3/4 pulg. x 1 pulg. (1,9 cm x 2,5 cm)	10381780271109
4960	Separador giratorio Richardson, 1 pulg. x 1 pulg. (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780271116
4961	Separador giratorio Richardson, 1 pulg. x 2 pulg. (2,5 cm x 5,1 cm), pequeño	10381780271123
4962	Separador esplácnico giratorio, 1-1/2 pulg. x 3-1/2 pulg. (3,8 cm x 8,9 cm), pequeño	10381780271130
4963	Separador giratorio maleable, 1/2 pulg. x 1 pulg. (1,3 cm x 2,5 cm), pequeño	10381780271147
4964	Separador giratorio maleable, 3/4 pulg. x 2 pulg. (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780271154
4965	Separador giratorio maleable, 3/4 pulg. x 3 pulg. (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780271161
4966	Separador giratorio maleable, 3/4 pulg. x 4 pulg. (1,9 cm x 10,2 cm) pequeño	10381780271178
4967	Separador maleable giratorio, 1 pulg. x 1 pulg. (2,5 cm x 2,5 cm), pequeño	10381780271185
4968	Separador maleable giratorio, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm), pequeño	10381780271192
4969	Separador maleable giratorio, 1 pulg. x 5 pulg. (2,5 cm x 12,7 cm), pequeño	10381780271208
4970	Separador maleable giratorio, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm), pequeño	10381780271215
4971	Separador maleable giratorio, 1-1/2 pulg. x 3 pulg. (3,8 cm x 7,6 cm), pequeño	10381780271222
4972	Separador maleable giratorio, 1-1/2 pulg. x 4 pulg. (3,8 cm x 10,2 cm), pequeño	10381780271239
4973	Separador maleable giratorio, 1-1/2 pulg. x 5 pulg. (3,8 cm x 12,7 cm), pequeño	10381780271246
4974	Separador maleable giratorio, 1-1/2 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm), pequeño	10381780271253
4975	Separador giratorio posterior, 1-3/4 pulg. x 3 pulg. (4,4 cm x 7,6 cm), pequeño	10381780271260
4976	Separador giratorio posterior, 1-3/4 pulg. x 4 pulg. (4,4 cm x 10,2 cm), pequeño	10381780271277
4977	Separador giratorio anterior, 1-1/2 pulg. x 3 pulg. (3,8 cm x 7,6 cm), pequeño	10381780271284
4978	Separador giratorio Mayo, 1 pulg. x 1 pulg. (2,5 cm x 2,5 cm), pequeño	10381780271291
4979	Separador giratorio Mayo, 2 pulg. x 1-1/2 pulg. (5,1 cm x 3,8 cm), pequeño	10381780271307
4980	Separador giratorio Mayo, 2 pulg. x 2 pulg. (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780271314
4981	Separador giratorio Mayo, 2-3/4 pulg. x 2 pulg. (7,0 cm x 5,1 cm), pequeño	10381780271321
4985	Conjunto de horquilla pequeño	10381780271338
4988	Brazo de extensión Fast-System, 20 pulg. (50,8 cm)	10381780271345
10244	Poste de campo estéril Omni-Flex	10381780271369
10269	Brazo de bastidor de horquilla estándar	10381780271376
10270	Brazo de bastidor de horquilla pequeño	10381780271383
10272	Conjunto de abrazadera de correa	10381780268420
10385	Hoja Hohman de doble punta	10381780271390
10386	Hoja Hohman de una punta	10381780271406
10387	Hoja PCL de doble punta	10381780271413
10388	Hoja PCL de punta única	10381780271420
10389	Separador de rastrillo romo, 3/4 pulg. (1,9 cm) de profundidad	10381780271437
10390	Rastrillo romo, 1,25 pulg. (3,2 cm) de profundidad	10381780271444
10391	Rastrillo romo, 2-3/8 pulg. (6,0 cm) de profundidad	10381780271451

Prim S.A.

C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle F), Polígono Industrial nº 1

28938 Móstoles. Madrid

Tel.: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 43 07

www.prim.es

Reference	Designation	UDI
10419	Conjunto de brazo de marco Cinch	10381780271475
11030	Conjunto de abrazadera de presión lateral	10381780271529
11050	Brazo de soporte Omni-Flex	10381780271550
11070	Brazo de extensión de 0,75 pulg. (1,9 cm) de diámetro y 20 pulg. (50,8 cm) de longitud	10381780271567
11119	SideSnap A.B.H.	10381780271574
11121	Brazo de extensión articulado, 19 pulg. (48,3 cm)	10381780271581
11182	Correas de repuesto Omni-Flex, 12 pulg. (30,5 cm), BOLSA DE 12	10381780268437
11183	Correas de repuesto Omni-Flex, 27 pulg. (68,6 cm), BOLSA DE 12	10381780268444
11184	Brazo de soporte Speed-Tract	10381780271598
11275	Acoplador Speed-Tract, 1 pulg. x 1 pulg. (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780271604
11306	Hoja radiotransparente renal, aluminio, 1 pulg. x 8 pulg. (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780271673
11308	Hoja radiotransparente esplácica, aluminio, 2 pulg. x 4,5 pulg. (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780271680
11309	Hoja esplácica radiotransparente, aluminio, 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271697
11321	Speed-Tract, poste de campo estéril con acoplador - 18 pulg. (45,7 cm)	10381780271703
11340	GhostTract, soporte de hoja cuadrado	10381780271710
11352	Speed-Tract, poste de campo estéril, con acoplador - 24 pulg. (61,0 cm)	10381780271727
11355	Bandeja GHOSTRACT	10381780271734
11360	GHOSTRACT, conjunto de soporte de hoja redondo	10381780271741
11382	Travesaño recto, Ø 0,500 pulg. x 29 pulg. (1,3 cm x 73,7 cm)	10381780271758
11383	Subconjunto de soporte de hoja, 24 pulg. (61,0 cm)	10381780271765
11384	Conjunto de poste de articulación única, 30 pulg. (76,2 cm)	10381780271772
11386	Hoja giratoria Mayo de alta resistencia, 3,5 pulg. x 2,75 pulg. (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780271796
11402	Hoja Harrington Sweetheart, 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm), estilo ABH	10381780271826
11406	Hoja esplácica, 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm), estilo ABH	10381780271864
11407	Hoja esplácica, 2 pulg. x 8 pulg. (5,1 cm x 20,3 cm), estilo ABH	10381780271871
11408	Hoja esternal, resistente, 3 pulg. x 2,75 pulg. (7,6 cm x 7,0 cm), estilo ABH	10381780271888
11409	Hoja St. Mark's, 2,5 pulg. x 7 pulg. (6,4 cm x 17,8 cm), estilo ABH	10381780271895
11440	Separador giratorio Balfour, eje cuadrado, 2,75 pulg. x 3,0 pulg. (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780271901
11441	Separador giratorio Harrington, eje cuadrado, 2,5 pulg. x 7,0 pulg. (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780271918
11442	Separador giratorio Kelly, eje cuadrado, 2 pulg. x 3 pulg. (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780271925
11443	Separador giratorio Kelly, eje cuadrado, 2 pulg. x 4 pulg. (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780271932
11444	Separador giratorio Kelly, eje cuadrado, 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780271949
11445	Separador giratorio Kelly, eje cuadrado, 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271956
11446	Separador giratorio maleable, eje cuadrado, 1,5 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780271963
11447	Separador giratorio maleable, eje cuadrado, 2 pulg. x 6,5 pulg. (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271970
11448	Separador giratorio maleable, eje cuadrado, 3 pulg. x 6,5 pulg. (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780271987
11480	Anillo redondo mediano, Lite	10381780271994
11481	Anillo ovalado mediano, Lite	10381780272007
11482	Anillo ovalado grande, Lite	10381780272014
11490	Conjunto de bola de trinquete	10381780272021
11500	Mecanismo de trinquete, elevador de fémur	10381780272038
11501	Conjunto de gancho de fémur de 9 pulg. (22,9 cm)	10381780272045
11510	Separador fijo Balfour, eje cuadrado, 2,75 pulg. x 3,0 pulg. (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780272069
11511	Separador fijo Harrington, eje cuadrado, 2,5 pulg. x 7,0 pulg. (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780272076
11512	Separador fijo Kelly, eje cuadrado, 2 pulg. x 3 pulg. (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780272083
11513	Separador fijo Kelly, eje cuadrado, 2 pulg. x 4 pulg. (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780272090
11514	Separador fijo Kelly, eje cuadrado, 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780272106
11515	Separador fijo Kelly, eje cuadrado, 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272113
11516	Separador fijo maleable, eje cuadrado, 1,5 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780272120

Prim S.A.

C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle F), Polígono Industrial nº 1

28938 Móstoles. Madrid

Tel.: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 43 07

www.prim.es

Reference	Designation	UDI
11517	Separador fijo maleable, eje cuadrado, 2 pulg. x 6,5 pulg. (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780272137
11518	Separador fijo maleable, eje cuadrado, 3 pulg. x 6,5 pulg. (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780272144
11560	Abrazadera de trinquete basculante con mordaza integrada	10381780272151
11627	Separador hepático de Nathanson, grande	10381780272205
11628	Separador hepático de Nathanson mediano	10381780272212
11629	Separador hepático de Nathanson pequeño	10381780272229
11631	Anillo ovalado extra pequeño de 6 pulg. x 7-3/4 pulg. (15,2 cm x 19,7 cm)	10381780272236
11632	Anillo ovalado pequeño de 8-1/2 pulg. x 12 pulg. (21,6 cm x 30,5 cm)	10381780272243
11633	Anillo redondo pequeño de 8-1/2 pulg. (21,6 cm)	10381780272250
11634	Anillo redondo grande de 12-1/2 pulg. (31,8 cm)	10381780272267
11635	Anillo segmentado pequeño	10381780272274
11639	Separador fijo Kelly XXS, 2 pulg. x 1,5 pulg. (5,1 cm x 3,8 cm)	10381780272298
11640	Separador fijo Kelly XS, 2 pulg. x 2,5 pulg. (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780272304
11641	Separador fijo Kelly XXL, 2 pulg. x 8 pulg. (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272311
11642	Separador fijo maleable profundo grande, 3 pulg. x 8 pulg. (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780272328
11644	Separador Kelly pediátrico, 1 pulg. x 1-1/2 pulg. (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780272335
11645	Separador Kelly pediátrico, 1 pulg. x 2-1/2 pulg. (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780272342
11646	Abrazadera de trinquete basculante	10381780272359
11820	Separador maleable con muescas, fijo, 2 pulg. x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272403
11821	Separador maleable con muescas, fijo, 2-1/2 pulg. x 7 pulg. (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780272410
11822	Separador maleable con muescas, fijo, 2 pulg. x 8 pulg. (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272427
11826	Barra de extensión vertical Speed-Tract, Ø 1 pulg. x 12 pulg. (2,5 cm x 30,5 cm)	10381780272434
11848	Marco dividido Speed-Tract, ovalado	10381780272472
11860	Bandeja y tapa de esterilización, kit de hojas lumbares anteriores	10381780282280
11861	Conjunto de anillo redondo, brazo doble	10381780272496
11863	Separador renal, aluminio, 1 pulg. x 3 pulg. (2,5 cm x 7,6 cm) A.B.H.	10381780272502
11864	Separador renal, aluminio, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm) A.B.H.	10381780272519
11865	Separador renal, aluminio, 1 pulg. x 5 pulg. (2,5 cm x 12,7 cm) A.B.H.	10381780272526
11866	Separador renal, aluminio, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm) A.B.H.	10381780272533
11867	Separador renal, aluminio, 1 pulg. x 7 pulg. (2,5 cm x 17,8 cm) A.B.H.	10381780272540
11868	Separador renal, aluminio, 1 pulg. x 8 pulg. (2,5 cm x 20,3 cm) A.B.H.	10381780272557
11875	Anillo segmentado mediano	10381780272564
11880	Poste de campo estéril Omni-Flex con conjunto de abrazadera de torsión cónica	10381780272571
11902	Separador Balfour, pediátrico, 2,25 pulg. x 1,5 pulg. (5,7 cm x 3,8 cm)	10381780272595
11910	Abrazadera de hoja estándar	10381780272625
11931	Separador hepático Nathanson pequeño con punta de pinza de Ø 0,375 pulg. (1,0 cm)	10381780272663
11932	Separador hepático de Nathanson mediano con punta de pinza de Ø 0,375 pulg. (1,0 cm)	10381780272670
11933	Separador hepático de Nathanson grande con punta de pinza de Ø 0,375 pulg. (1,0 cm)	10381780272687
11936	Separador fijo Richardson, 0,75 pulg. x 2 pulg. (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780272694
11938	Separador fijo maleable, 0,5 pulg. x 4 pulg. (1,3 cm x 10,2 cm)	10381780272700
11942	Separador fijo Balfour, 3,5 pulg. x 2,75 pulg. (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780272724
11944	Separador fijo maleable, 2 pulg. x 10 pulg. (5,1 cm x 25,4 cm)	10381780272731
11946	Separador fijo maleable, 3 pulg. x 10 pulg. (7,6 cm x 25,4 cm)	10381780272748
11948	Separador fijo maleable, 4 pulg. x 8 pulg. (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780272755
11952	Separador fijo Harrington Sweetheart, 3,5 pulg. x 10,0 pulg. (8,9 cm x 25,4 cm)	10381780272779
11954	Separador fijo Richardson, 0,75 pulg. x 1,0 pulg. (1,9 cm x 2,5 cm)	10381780272786
11956	Separador fijo para vena renal, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780272793
11958	Separador fijo lateral vaginal, 1 pulg. x 3 pulg. (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780272809

Prim S.A.

C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle F), Polígono Industrial nº 1

28938 Móstoles. Madrid

Tel.: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 43 07

www.prim.es

Reference	Designation	UDI
11960	Separador vaginal Deaver, pequeño, 2,5 cm x 8,9 cm (1 pulgada x 3,5 pulg.)	10381780272816
11962	Separador vaginal Deaver, grande, 1 pulgada x 5 pulg. (2,54 cm x 12,7 cm)	10381780272823
11964	Separador vaginal posterior, 1 pulg. x 4,5 pulg. (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780272830
11966	Anillo perineal segmentado, 8 pulg. x 10-1/2 pulg. (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272847
11968	Anillo rígido perineal de 8 pulg. x 10-1/2 pulg. (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272854
10144R	Soporte articulado para hoja	10381780271352
11300R	Hoja radiotransparente Deaver, aluminio, 2-3/4 pulg. x 4-1/2 pulg. (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780271611
11301R	Hoja maleable radiotransparente, aluminio, 2 pulg. x 6-1/2 pulg. (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271628
11302R	Hoja Mayo radiotransparente, aluminio, 2-3/4 pulg. x 2 pulg. (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780271635
11304R	Hoja renal radiotransparente, aluminio, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780271659
11305R	Hoja renal radiotransparente, aluminio, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780271666
11400R	Hoja Deaver, 2,75 pulg. x 4,5 pulg. (7,0 cm x 11,4 cm), estilo ABH	10381780271802
11401R	Hoja de valla, 4 pulg. x 6 pulg. (10,2 cm x 15,2 cm), estilo ABH	10381780271819
11403R	Hoja ranurada maleable, 2 pulg. x 6,5 pulg. (5,1 cm x 16,5 cm), estilo ABH	10381780271833
11404R	Hoja Mayo, 2,75 pulg. x 2 pulg. (7,0 cm x 5,1 cm), estilo ABH	10381780271840
11405R	Hoja para vena renal, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm), estilo ABH	10381780271857
11502R	Elevador de fémur con brazo y poste para campo estéril	10381780272052
11610R	Soporte de hoja articulado con SnapClamp	10381780272182
11904R	Separador Deaver, pequeño, 0,75 pulg. x 3,0 pulg. (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780272601
3030R	Conjunto de poste, articulación doble	10381780268451
3041R	Conjunto de tuerca de mango, 3/8 pulg. (1,0 cm)	10381780268475
3044R	Arandela cautiva, 3/4 pulg. (1,9 cm)	10381780282266
3046R	Conjunto de eje de soporte de hoja, 6 pulg. (15,2 cm)	10381780268482
3091R	Hoja de separador Doherty-Harrington con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm)	10381780268543
3094R	Separador esternal, 3 pulg. x 3 pulg. (7,6 cm x 7,6 cm)	10381780268574
3101R	Separador fijo para vena renal, 1 pulg. x 6 pulg. (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268611
3103R	Separador giratorio Richardson, 1 pulg. x 1 pulg. (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268628
3104R	Separador giratorio Richardson, 3/4 pulg. x 1-1/2 pulg. (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780268635
3105R	Separador giratorio Richardson, 1 pulg. x 1-1/2 pulg. (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780268642
3120R	Separador fijo corto Deaver, 3 pulg. x 4 pulg. (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780268659
3121R	Separador fijo Deaver, 4 pulg. x 5,5 pulg. (10,4 cm x 14,0 cm)	10381780268666
3132R	Hoja giratoria estándar Mayo con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 2,75 pulg. x 2 pulg. (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268673
3138R	Separador fijo Deaver, 2,75 pulg. x 4,5 pulg. (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268703
3145R	Separador Kelly Mod, fijo, 3 pulg. x 3 pulg. (7,6 cm x 7,6 cm)	10381780268727
3147R	Separador Kelly modificado, 3 pulg. x 4 pulg. (7,6 cm x 10,2 cm), fijo	10381780268741
3150R	Hoja giratoria maleable con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 2 pulg. x 6,5 pulg. (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780268765
3151R	Hoja giratoria maleable con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 3 pulg. x 6,5 pulg. (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780268772
3152R	Hoja giratoria maleable con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 4 pulg. x 6,5 pulg. (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780268789
3167R	Conjunto de hoja y brazo Stoney Richardson, 0,75 pulg. x 2,5 pulg. (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780268796
3175R	Separador fijo ancho Mayo	10381780268819
3178R	Portahojas con microajuste, completo	10381780268840
3187R	Separador fijo Deaver, 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780268864
3222R	Hoja giratoria Deaver, 2-3/4 pulg. x 4-1/2 pulg. (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268949
3223R	Hoja giratoria de valla con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 4 pulg. x 5 pulg. (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780268956
3225R	Mini separador giratorio Richardson, 1 pulg. x 1 pulg. (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268963
3259R	I.M.A. Conjunto de rastrillo, dientes romos, curvo	10381780268970

Prim S.A.

C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle F), Polígono Industrial nº 1

28938 Móstoles. Madrid

Tel.: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 43 07

www.prim.es

Reference	Designation	UDI
3281R	Separador de rastrillo, 0,875 pulg. x 1 pulg. (2,2 cm x 2,5 cm), curvo, mini	10381780269014
3341R	Separador giratorio Richardson, 3/4 pulg. x 1 pulg. (1,9 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269069
3361R	Separador fijo esplácnico, 1,5 pulg. x 3,5 pulg. (3,8 cm x 8,9 cm) Mini	10381780269090
3376R	Hoja giratoria maleable con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 1,5 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269137
3377R	Hoja giratoria maleable con orificio de 3/8 pulg. (1,0 cm), 1,5 pulg. x 7 pulg. (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780269144
3379R	Conjunto de brazo portahojas, 6 pulg. (15,2 cm) Mini	10381780269151
3394R	Hoja giratoria maleable con orificio de (3/8 pulg. (1,0 cm), 1 pulg. x 7 pulg. (2,5 cm x 17,8 cm)	10381780269199
3397R	Separador giratorio Mayo, 3-1/2 pulg. x 2 pulg. (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780269205
3399R	Separador fijo Harrington, 2,5 pulg. x 7 pulg. (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269229
3422R	Juego de bandeja y tapa para esterilizador, 12,5 pulg. x 26,5 pulg. (31,8 cm x 67,3 cm)	10381780269236
3804R	Separador giratorio anterior, 1-1/2 pulg. x 3 pulg. (3,8 cm x 7,6 cm) Mini	10381780269922
3806R	Separador maleable giratorio, 3/4 pulg. x 2 pulg. (1,9 cm x 5,1 cm) Mini	10381780269939
3808R	Separador maleable giratorio, 3/4 pulg. x 3 pulg. (1,9 cm x 7,6 cm) Mini	10381780269946
3810R	Separador maleable giratorio, 3/4 pulg. x 4 pulg. (1,9 cm x 10,2 cm) Mini	10381780269953
3818R	Separador maleable giratorio, 1-1/2 pulg. x 3 pulg. (3,8 cm x 7,6 cm) Mini	10381780269991
3820R	Separador maleable giratorio, 1-1/2 pulg. x 4 pulg. (3,8 cm x 10,2 cm) Mini	10381780270003
3822R	Separador maleable giratorio, 1-1/2 pulg. x 5 pulg. (3,8 cm x 12,7 cm) Mini	10381780270010
3854R	Separador giratorio Deaver, 1-1/2 pulg. x 6 pulg. (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270065
3856R	Separador giratorio de valla, 4 pulg. x 8 pulg. (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780270058
3858R	Separador giratorio posterior, 1-3/4 pulg. x 3 pulg. (4,5 cm x 7,6 cm)	10381780270072
3866R	Separador giratorio Mayo, 2-3/4 pulg. x 3 pulg. (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780270119
3868R	Separador giratorio Mayo, 3-1/2 pulg. x 4 pulg. (8,4 cm x 10,2 cm)	10381780270126
3876R	Separador giratorio maleable, 3 pulg. x 6-1/2 pulg. (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270164
3878R	Separador giratorio maleable, 3 pulg. x 8 pulg. (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780270171
3880R	Separador giratorio maleable, 4 pulg. x 6-1/2 pulg. (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780270188
3882R	Separador giratorio maleable, 4 pulg. x 8 pulg. (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780270195
3883R	Separador giratorio Mayo, 2 pulg. x 2 pulg. (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780270201
3906R	Separador giratorio Kelly, 2 pulg. x 3 pulg. (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270263
3907R	Separador giratorio Kelly, 2 pulg. x 4 pulg. (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780270270
3908R	Separador giratorio Kelly, 2 pulg. x 5 pulg. (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270287
3982R	Separador giratorio maleable, aluminio, 3 pulg. x 6-1/2 pulg. (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270577
4018R	Separador giratorio para vena renal, aluminio, 1 pulg. x 4 pulg. (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270607
4105R	Separador giratorio esplácnico, aluminio, 2 pulg. x 8 pulg. (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270676
4596R	Separador de cadera Mulier, 2 pulg. x 2,5 pulg. (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270751
4603R	Separador de cadera Meyerding, 1 pulg. x 5,5 pulg. (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270829
4615R	Gancho para hueso, 2-1/2 pulg. (6,4 cm)	10381780270874