

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-416	PS/EML/143065
PRODUCTO Sistema AZURION 7 B20. Código de producto: 722226 UDI: (01)00884838099272(21)45	
FINALIDAD PREVISTA Guía por imágenes en procedimientos de cirugía diagnóstica, intervencionista y mínimamente invasiva para las siguientes áreas de aplicación clínica: procedimientos vasculares, no vasculares, cardiovasculares y neurológicos.	
Nº SERIE 45	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal nº1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema AZURION 7 B20, debido a la insuficiente adhesión del recubrimiento del ánodo del tubo de rayos X por lo que durante el uso clínico puede separarse y liberar pequeñas partículas dentro del tubo, interrumpiendo la generación de rayos X y dando lugar a imágenes incompletas o clínicamente inutilizables.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

