

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-479	PS/PL/144395
PRODUCTO Gestor de dispositivos CareLink SmartSync. Ver las referencias y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA El programador SmartSync se utiliza para interrogar y programar productos cardiovasculares implantables de Medtronic. El sistema consta de una aplicación descargable, un conector de paciente y una base.	
FABRICANTE Medtronic, Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic, C/María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el gestor de dispositivos CareLink SmartSync debido a la posibilidad de que se produzcan desconexiones entre el controlador Bluetooth del iPad y la base de SmartSync o el conector del paciente, cuando se utiliza con las versiones anteriores a 26.6 del sistema operativo de los iPads de Apple.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

