

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-487	PS/NAM/143102
PRODUCTOS • Aplicación Dexcom G7 para iOS, referencia SW12300. UDI-DI: 00386270001863 • Aplicación Dexcom G7 Watch para iOS, referencia SW13355. UDI-DI: 00386270005168 • Aplicación Dexcom G7 para Android, referencia SW12299. UDI-DI: 00386270001870	
FINALIDAD PREVISTA Aplicación para iOS, para Android del sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G7.	
VERSION SOFTWARE Anteriores a la v.2.12.	
FABRICANTE Dexcom, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Dexcom España, Avda. de Aragón 330, San Blas-Canillejas, 28022 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la aplicación Dexcom G7 para iOS y para Android y la aplicación G7 Watch para iOS, debido a la posibilidad de que en el modo “no molestar” el dispositivo no vibre en las alertas críticas según lo previsto, y que las alertas “espacio crítico en disco”, “error recuperable” y “error no recuperable” no suenen ni vibren durante un máximo de 25 minutos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa • Nota informativa PS, 42/2026	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

