

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-033	REFERENCIA PS/MJF/131963-PS/MJF/131965
PRODUCTO Sets Prismaflex y Oxiris utilizados con la unidad de control PrismaFlex. Ver códigos, descripción del producto y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Circuitos extracorpóreos utilizados en la unidad de control PrismaFlex que está destinada a la terapia de reemplazo renal continuo en pacientes con insuficiencia renal aguda y/o sobrecarga de líquido, a la plasmaféresis, la hemoperfusión y la hemopurificación.	
FABRICANTE <ul style="list-style-type: none">Gambro Industries, Francia (Sets Prismaflex).Baxter Healthcare SA, Alemania (Sets Oxiris).	
DISTRIBUIDOR Vantive Health, SL; C/ Pouet de Camilo 2. 46390 Ribarroja del Turia, Valencia.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sets Prismaflex y Oxiris utilizados en la unidad de control PrismaFlex, debido a la posibilidad de desalineación o desprendimiento de la cámara de desaireación de dichos sets de la unidad de control PrismaFlex.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

