

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-039	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/132433
<b>PRODUCTO</b> Esfinterotomos CleverCut y FlowCut. Ver referencias, modelos y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Utilización con endoscopios y guías Olympus para papilotomía mediante corriente de alta frecuencia.	
<b>Nº LOTE</b> Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Olympus Medical Systems Corporation, Japón.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Olympus Iberia S.A.U. Pl. Europa, 10, 08902, L'Hospitalet de Llobregat.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de determinados números de lote y referencias de esfinterotomos CleverCut y FlowCut, debido a la posibilidad de que presenten deformación del cable y orientación incorrecta del alambre de corte.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa.</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

