

## La AEMPS informa de un posible desgaste prematuro en las conteras de determinadas muletas de antebrazo, bastones de aluminio ligero y conteras de goma con inserto de acero

Fecha de publicación: 12 de marzo de 2026

Categoría: productos sanitarios, seguridad

Referencia: PS, 11/2026

NOTA DE SEGURIDAD

- El fabricante ha detectado un posible lote defectuoso de conteras de goma que podría provocar un desgaste prematuro durante su uso
- Este desgaste suele ser visible tras dos o tres semanas de uso
- La Agencia establece una serie de recomendaciones de actuación dirigidas a personas usuarias, distribuidores, farmacias y ortopedias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la autoridad competente de Alemania, de un posible desgaste prematuro en las conteras de determinados modelos de muletas y bastones, así como en conteras de goma con inserto de acero comercializadas por separado, fabricadas por la empresa alemana Ossenberg GmbH.

El desgaste prematuro podría atribuirse a un lote defectuoso, asociado a anomalías en el material de las conteras. Este desgaste, más rápido de lo habitual, puede observarse tras dos o tres semanas de uso y manifestarse mediante un desgaste significativamente mayor en la superficie de uso, la aparición de grietas o degradación del material y la reducción del perfil de la contera.

Como consecuencia de este desgaste, las personas usuarias podrían experimentar una disminución de la resistencia al deslizamiento, una reducción de la estabilidad del apoyo e incluso un riesgo potencial de caída.

### Situación actual en España

Las muletas, bastones y conteras han sido distribuidos en España por KMINA Improving Mobility Development S.L., Ayudas Tecno Dinámicas, S.L. e Ibor médica. Estas empresas están enviando una [nota de aviso](#) dirigida a farmacias y ortopedias para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

### Productos afectados

Los productos afectados son las muletas de antebrazo KLASSIKER, KIDDY, JUNIOR y EASY, los bastones de aluminio ligero LM-Stock Kiddy y las conteras de goma con inserto de acero, comercializados entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Las conteras afectadas pueden ser de color azul, gris o negro.

Número de artículo	Descripción
220CASKBI	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI blue
220CASKBI-L	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI blue – left
220CASKBI-R	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI blue – right
220CASKGr	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI grey
220CASKSw	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip- KOMBI black
220CASKTUE	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip- KOMBI turquoise
220CKBI	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI blue
220CKGr	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI grey
220CKSw	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI black
220CKTUE	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI turquoise
220CSKBI	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip – KOMBI blue
220CSKGr	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – EErgo Soft grip – KOMBI grey
220CSKLi	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip – KOMBI purple
220CSKSw	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip- KOMBI black

Número de artículo	Descripción
220CSKTUE	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip- KOMBI turquoise
242-00-00-90-90-02	Forearm crutch KIDDY from light metal up to 100 kg – DRUCKKNOPF – EErgo Hard grip – colorful
242-00-02-90-90-02	Forearm crutch KIDDY from light metal up to 100 kg – DRUCKKNOPF – Ergo Hard grip – colorful
242-00-02-93-93-02	Forearm crutch KIDDY from light metal up to 100 kg – DRUCKKNOPF – Ergo Hard grip – MIX 2 – MIX 2
716-300Pbl	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – blue – 300 Pack
716-300Pgr	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – grey – 300 Pack
716-300Psw	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – black – 300 Pack
716-30Pbl	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – blue – 30 Pack
716-30Psw	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – black – 30 Pack
716Psw	Rubber tip with steel inlay – 16 mm – black – 2 Pack



### Información para personas usuarias

- Revise regularmente las conteras de goma.
- Si observa signos de desgaste prematuro, generalmente tras dos o tres semanas de uso, interrumpa su uso y lleve la muleta o el bastón a la farmacia u ortopedia donde lo compró para que reemplacen las conteras.



## Información para distribuidores

- Informe a los puntos de venta sobre el problema detectado y las acciones a seguir. Facilíteles la [nota de aviso](#) e indíqueles que informen a sus clientes.
- Realice el reemplazo de las conteras afectadas que les soliciten.



## Información para farmacias y ortopedias

- Comunique el problema y las medidas correctivas a los clientes que hayan adquirido alguno de estos productos.
- Realice el reemplazo de las conteras afectadas que les soliciten.

## Datos de las empresas distribuidoras

### **KMINA Improving Mobility Development S.L.**

Carrer de la Coma, 19  
46160 Liria, Valencia  
[www.kmina.com](http://www.kmina.com)

### **Ayudas Tecno Dinámicas, S.L.**

C/Llobregat, 12 (Polígono industrial Urvasa)  
08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona  
935 747 474  
[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

### **Ibor médica**

C/ Pertusa, 27  
50197 Zaragoza  
976 132 773  
[www.ibor.net](http://www.ibor.net)



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.